

DŁUGPOIS PRZECIWBÓLOWY CLIK CALM

Instrukcja obsługi



Urządzenie Klik Calm pomaga złagodzić bólu, jednak nie jest to urządzenie medyczne!

Sposób użycia:

1. Przytrzymać urządzenie Klik Calm w dłoni i mocno objąć palcem wskazującym metalowy pierścień znajdujący się na "długopisie".
2. Umieścić Klik Calm bezpośrednio w punkcie występowania bólu i nacisnąć przycisk od 15 do 20 razy – w tym momencie będą odczuwalne delikatne impulsy.
3. Urządzenie sprawdzać na trzech punktach akupresurowych na ciele występujących w miejscu bólu, do momentu wybrania najlepszego z nich.

Uwagi:

1. Zazwyczaj uczucie ulgi w bólu przychodzi w ciągu kilku minut, jednak jest to kwestia indywidualna.
2. Powtarzać proces co 1-2 godziny, do momentu ustania bólu.
3. W przypadku stosowania urządzenia na ból głowy lub migrenę, należy wybrać akupunkt po przeciwnej stronie ciała (jeśli ból jest odczuwalny na lewej stronie wybierz akupunkt na po prawej stronie i na odwrót).
4. Urządzenie jest skutecznie w promieniu do 15 cm, może być stosowana przez cienką odzież.
5. Długopis Klik Calm jest bezpieczny, nie posiada skutków ubocznych oraz nie daje niebezpieczeństwa przedawkowania.
6. W razie wątpliwości przed rozpoczęciem użytkowania należy skonsultować się z lekarzem.
7. Urządzenie Klik Calm nie może być stosowane przez osoby z rozrusznikiem serca lub chorujących na epilepsję (padaczkę).
8. Urządzenie nie może być stosowane przez kobiety w ciąży.
9. Nie stosować urządzenia w pobliżu metalowych elementów (biżuteria, zegarek, itp.).
10. Nie stosować urządzenia na otwarte rany, wilgotną skórę lub szyję (oprócz karku) i w miejscach przy sercu.
11. Nie stosować w trakcie prowadzenia pojazdu.