

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTROSTYMULATOR

ABDO ENRG PULSE



Specyfikacja techniczna:

1. Intensywność 400 mA.
2. Częstotliwość 1-330 Hz.
3. Moc 3W.
4. Zasilanie 2 x bateria AAA 1,5V.

Sposób użycia:

1. Do urządzenia włożyć baterie.
2. Podłączyć kable do elektrod i urządzenia.
3. Włączanie urządzenia - nacisnąć przycisk ON.
4. Ponownie nacisnąć przycisk aby urządzenie rozpoczęło pracę.
5. Wybór trybu – nacisnąć przycisk MODE (elektrostymulator posiada 8 trybów pracy).
6. Zwiększanie/zmniejszanie intensywności pracy – kilkakrotnie nacisnąć przycisk ON lub OFF.
7. Zwiększanie/zmniejszanie prędkości pracy – nacisnąć przycisk S/P, a następnie nacisnąć odpowiednio przycisk ON lub OFF.
8. Czas pracy urządzenia ustawiony jest domyślnie – 15 minut.
9. Wyłączanie urządzenia – nacisnąć przycisk OFF.

Uwagi:

1. Elektrody nakładać na czystą i osuszoną skórę, aby zapobiec ich zabrudzeniu.
2. Nie wywierać nacisku na elektrodach podczas użytkowania.
3. W trakcie pracy urządzenia nie zdejmować elektrod ze skóry. Przed ściągnięciem elektrod – wyłączyć urządzenie.
4. W przypadku odczuwania dyskomfortu w trakcie użytkowania należy zaprzestać masażu.
5. Nie używać urządzenia podczas snu lub jazdy samochodem.
6. Elektrostymulator nie może być stosowany przez osoby cierpiące na choroby układu krążenia lub skóry, osoby z rozrusznikiem serca, osoby chore (z gorączką) lub przeziębione i przez osoby z guzami złośliwymi.
7. Urządzenie nie może być stosowane w trakcie miesiączki oraz w okresie ciąży.
8. Nie należy używać urządzenia na mokrym ciele.
9. Masaż elektrostymulatorem nie może być dłuższy niż 30 minut.
10. Po zakończeniu masażu należy wyłączyć urządzenie i odłączyć elektrody.
11. Oczyszczyć urządzenie suchą i czystą szmatką.
12. Urządzenie należy przechowywać z dala od pól magnetycznych, ognia, ciepła i wilgoci.
13. Nie zanurzać w płynach.
14. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
15. Urządzenie przechowywać poza zasięgiem dzieci.