

Instrukcja obsługi masażer pod oczy BRIGHT LOOK



Instrukcja obsługi:

1. Włożyć baterie do urządzenia.
2. Masażer nałożyć ok 0,5 cm pod oczami.
3. Nacisnąć przycisk ON/OFF. Po włączeniu urządzenie będzie wytwarzać łagodne impulsy elektryczne oraz wibracje.
4. Po 15 minutach masażu, nacisnąć przycisk ON/OFF (przytrzymać przez ok 3 sekundy), aby wyłączyć urządzenie.
5. Zdjąć masażer, a następnie nałożyć krem pod oczy.

Ważne informacje:

1. Masażer nakładać na czystą, osuszoną skórę.
2. Zaprześcić z korzystania urządzenia jeżeli odczuwa się dyskomfort.
3. Nie dotykać części samoprzylepnej mokrymi lub brudnymi dłońmi.
4. Nie korzystać z masażera w miejscach wilgotnych oraz w wysokich temperaturach.
5. Urządzenie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.