

**URZĄDZENIE DO PIELEGNACJI CERY - OXY PRO CARE
INSTRUKCJA OBSŁUGI**



Adore
better living®



Dane techniczne

- Napięcie: 220-240 V
- Moc: 3 W
- Częstotliwość: 50 Hz

Wskazówki dotyczące używania

1. Urządzenie stosować na dokładnie umytą i wysuszoną skórę.
2. Przed włączeniem urządzenia należy zdjąć osłonę. Aby rozpocząć stymulację, należy wybrać najniższy poziom mocy. Urządzenie zacznie generować fale, a lampa zapali się w kontakcie ze skórą.
3. Po dotknięciu końcówki żarówka emituje pomarańczowe światło i wyczuwalne jest lekkie mrowienie.
4. W celu wykonania pożądanego zabiegu, należy zbliżyć żarówkę do twarzy.
5. Aby zwiększyć efekty, przed użyciem można użyć środka nawilżającego. Zastosowanie do twarzy i szyi: wykonywać okrężne ruchy tworząc koła przez 2-3 minuty bez oddalania żarówki od skóry. Na udach lub innych miejscach o luźnej skórze należy zastosować wyższy poziom mocy przez 4-5 minut.

Leczenie trądziku:

Stosować na całej powierzchni przez 1-2 minuty wykonując ruchy kołowe lub zmiatające. W miejscach z wypryskami, odciągnij nieco żarówkę od skóry. Na koniec pocieraj żarówką obszar 2-3 cm wokół wokół wyprysku w celu leczenia całego zakażonego obszaru. Powtarzaj zabieg trzy lub cztery razy na dobę.

Worki pod oczami:

Ponieważ jest to szczególnie delikatny obszar, wybierz najniższy poziom mocy. Zaczynaj od zewnętrznej części oka i poruszaj się ruchem zmiatającym pod okiem w stronę nosa. Poruszaj urządzeniem w obszarze kostnym. Następnie ruchem zmiatającym przesuwaj od wewnętrznego naroża powieki na zewnętrzną krawędź. Powtórz ten proces pięć lub sześć razy dla każdego oka.

Brwi i czoło:

Przesuwaj urządzenie ruchem zmiatającym od wewnętrznej krawędzi brwi na zewnątrz, kierując się ułożeniem włosa lekko naciskając. Powtarzaj zabieg pięć lub sześć razy dla każdego oka.

Czoło i policzki:

Zaczynaj od czubka brody. Przesuń urządzenie wzdłuż linii szczęki, lekko naciskając. Przytrzymaj w tej pozycji 4 przez 3 sekundy. Następnie wróć do czubka brody. Teraz przesuń urządzenie do nozdrza używając ruchu zmiatającego, a następnie przytrzymaj go w tej pozycji przez 3 sekundy. Powtórz ten proces pięć lub sześć razy z każdej strony.

Powieki

Umieść urządzenie poniżej brwi, blisko nosa i po prostu trzymaj ją w tej samej pozycji przez 3 sekundy, delikatnie naciskając przy podnoszeniu brwi. Powtórz ten sam proces pod środkową częścią brwi i pod zewnętrzną krawędzią, trzy lub cztery razy dla każdej brwi.

Duże Pory

Wybrać wyższy poziom mocy i zastosować przez 30 sekund w obszarze, który chcesz leczyć. Aby zwiększyć efekt, przygotuj skórę z wyprzedzeniem, stosując środek nawilżający. Powtarzaj codzienne, dopóki nie zauważysz poprawy.

Ostrzeżenia

W pierwszych dniach rozpocznij od niskiego poziomu mocy i stosuj raz lub dwa razy dziennie. Przenoś się do wyższych poziomów mocy, kiedy poczujesz spadek stymulacji na poprzednim poziomie, aż znajdziesz najbardziej komfortowy poziom dla danego obszaru, w zależności od wrażliwości skóry. Po kilku tygodniach można zmniejszyć częstotliwość aplikacji do trzech lub czterech tygodniowo. Jeśli jednak zauważysz, że skóra staje się zmęczona lub stresowana, powróć do codziennego użytku urządzenia. Po użyciu urządzenia można zauważyć zaczerwienienie skóry poddanej zabiegowi; Jest to normalne i zniknie szybko. Jeśli zauważysz nadmierne lub długotrwałe zaczerwienienie, należy przerwać leczenie, aż skóra odzyska normalny wygląd. Jeśli po użyciu urządzenia Twoja skóra stanie się sucha, zwiększyć ilość środka nawilżającego stosowanego po zabiegu. Jeśli zauważysz, że skóra jest łuszcząca bardziej niż

zwykle, może być to wynikiem działania na zbyt wysokim poziomie mocy lub zbyt długim leczeniem. Wskazane jest ograniczenie stosowania wysokich stężeń alfa-hydroksykwasów lub innych produktów ściernych; Zaleca się stosowanie środków nawilżających. Jeśli przez kilka dni nie korzystałeś z urządzenia, przygotowanie do działania może potrwać do minuty. Ten produkt nie jest przeznaczony dla dzieci, osób z niekorzystnym stanem zdrowia, ani z rozrusznikami serca lub innymi elektronicznymi urządzeniami medycznymi. Nie używać na żylaki lub jeśli masz trądzik różowaty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem. Jeśli jesteś w ciąży lub myślisz, że jesteś w ciąży, zaleca się odłożenie tego leczenia. Nie używaj tego produktu w pobliżu źródeł wody lub łatwopalnych substancji, mokrych rąk lub ciała lub w kontakcie z wodą. Odłącz i przechowuj w sposób bezpieczny, gdy nie jest używany. Podczas pracy Oxy Care Care należy zachować ostrożność, ponieważ żarówka jest bardzo delikatna. Aby uniknąć ryzyka, nie używaj go, jeśli jakiegokolwiek części są uszkodzone i nie próbuj rozmontowywać lub naprawiać. Niniejszy produkt nie jest odpadem komunalnym, należy przestrzegać przepisów środowiskowych w celu jego recyklingu.