

Instrukcja obsługi: Elektrostymulator Digital Therapy Machine

1. Włóż baterie
2. Podłącz przewód od urządzenia
2. Przygotuj elektrody
 - podłącz elektrody do przewodu
 - ściągnij folie zabezpieczającą
 - oczyść skórę wilgotnym ręcznikiem przed przyklejeniem elektrod
 - przyklej 2 elektrody do skóry
3. Naciśnij ON/OFF
4. Na wyświetlacz wyświetlą się formy elektrostymulacji
5. Przyciskiem MODE wybierz odpowiedni tryb
6. Przyciskiem:
 - STRONG zwiększysz siłę
 - WEAK zmniejszysz siłę
7. Przyciskiem TIME ustaw czas 5,10,15 minut.