

Polski (PL) Instrukcja: Przed założeniem umyj klips ciepłą wodą z mydłem. Rozchyl końcówki urządzenia i wsuń je do nosa tak, aby magnesy objęły dolną część przegrody nosowej. Dociśnij lekko silikon, upewniając się, że klips stabilnie siedzi i udrażnia nos. Po użyciu umyj go i schowaj do etui. Ostrzeżenie: Produkt zawiera małe magnesy, trzymaj go z dala od dzieci i zwierząt. Nie stosować u osób z rozrusznikami serca. W razie bólu lub podrażnienia przerwij użytkowanie.

Deutsch (DE) Anleitung: Waschen Sie den Clip vor dem Gebrauch mit warmem Seifenwasser. Spreizen Sie die Enden und führen Sie sie so in die Nase ein, dass die Magnete die Nasenscheidewand umschließen. Drücken Sie das Silikon leicht an, um den Halt und die Atmung zu verbessern. Nach Gebrauch reinigen und im Etui aufbewahren. Warnung: Das Produkt enthält kleine Magnete, von Kindern und Tieren fernhalten. Nicht für Personen mit Herzschrittmachern geeignet. Bei Schmerzen oder Reizungen die Anwendung abbrechen.

English (EN) Instructions: Wash the clip with warm soapy water before use. Spread the ends and insert them into the nose so the magnets grip the nasal septum. Press gently to ensure stability and better airflow. Clean after use and store in the case. Warning: Product contains small magnets, keep away from children and pets. Do not use if you have a pacemaker. Discontinue use if pain or irritation occurs.

Nederlands (NL) Instructies: Was de clip voor gebruik met warm zeepsoep. Spreid de uiteinden en breng ze in de neus zodat de magneten het neustussenschot vastpakken. Druk zachtjes aan voor stabiliteit en betere ademhaling. Na gebruik reinigen en in het doosje bewaren. Waarschuwing: Bevat kleine magneten, buiten bereik van kinderen en dieren houden. Niet gebruiken bij een pacemaker. Stop het gebruik bij pijn of irritatie.

Čeština (CZ) Návod: Před použitím omyjte klip teplou mýdlovou vodou. Roztáhněte konce a vložte je do nosu tak, aby magnety obepínaly nosní přepážku. Jemně přitlačte pro stabilitu a lepší dýchání. Po použití očistěte a uložte do pouzdra. Varování: Výrobek obsahuje malé magnety, držte mimo dosah dětí a zvířat. Nepoužívejte, pokud máte kardiostimulátor. Při bolesti nebo podráždění přestaňte používat.

Slovenčina (SK) Návod: Pred použitím umyte klip teplou mydlovou vodou. Roztiahnite konce a vložte ich do nosa tak, aby magnety obopínali nosnú prepážku. Jemne pritlačte pre stabilitu a lepšie dýchanie. Po použití očistite a uložte do puzdra. Varovanie: Výrobok obsahuje malé magnety, držte mimo dosahu detí a zvierat. Nepoužívajte, ak máte kardiostimulátor. Pri bolesti alebo podráždení prestaňte používať.

Italiano (IT) Istruzioni: Lavare la clip con acqua tiepida e sapone prima dell'uso. Allargare le estremità e inserirle nel naso in modo che i magneti aderiscano al setto nasale. Premere delicatamente per garantire stabilità e una migliore respirazione. Pulire dopo l'uso e riporre nella custodia. Avvertenza: Il prodotto contiene piccoli magneti, tenere lontano da bambini e animali. Non utilizzare se si è portatori di pacemaker.

Interrompere l'uso in caso di dolore o irritazione.

Slovenščina (SI) Navodila: Pred uporabo sponko operite s toplo milnico. Razprite konca in ju vstavite v nos tako, da magneta objameta nosni pretin. Nežno pritisnite za stabilnost in boljše dihanje. Po uporabi očistite in shranite v torbico. Opozorilo: Izdelek vsebuje majhne magnete, hranite izven dosega otrok in živali. Ne uporabljajte, če imate srčni spodbujevalnik. Ob bolečini ali draženju prenehajte z uporabo.

Magyar (HU) Használat: Használat előtt mossa meg a klipszet meleg szappanos vízzel. Húzza szét a végeit és helyezze az orrba úgy, hogy a mágnesek fogják közre az orrsóvényt. Finoman nyomja meg a stabilitás és a jobb légzés érdekében. Használat után tisztítsa meg és tárolja a tokban. Figyelmeztetés: Apró mágneseket tartalmaz, gyermekektől és állatoktól távol tartandó. Pacemakerrel rendelkezők ne használják. Fájdalom vagy irritáció esetén hagyja abba a használatát.

Română (RO) Instrucțiuni: Spălați clema cu apă caldă și săpun înainte de utilizare. Depărtați capetele și introduceți-le în nas astfel încât magneții să prindă septul nazal. Apăsați ușor pentru stabilitate și o respirație mai bună. Curățați după utilizare și păstrați în etui. Avertisment: Produsul conține magneți mici, a nu se lăsa la îndemâna copiilor și animalelor. Nu utilizați dacă aveți stimulator cardiac. Opriți utilizarea în caz de durere sau iritație.

Български (BG) Инструкции: Преди употреба измийте клипса с топла сапунена вода. Разтворете краищата и ги поставете в носа така, че магнитите да обхванат носната преграда. Притиснете леко за стабилност и по-добро дишане. След употреба почистете и съхранявайте в калъфа. Предупреждение: Продуктът съдържа малки магнити, пазете от деца и животни. Не използвайте, ако имате пейсмейкър. При болка или дразнене прекратете употребата.

Hrvatski (HR) Upute: Operite kopču toplom sapunicom prije uporabe. Razmaknite krajeve i umetnite ih u nos tako da magneti obuhvate nosnu pregradu. Lagano pritisnite za stabilnost i bolje disanje. Nakon upotrebe očistite i spremite u kutijicu. Upozorenje: Proizvod sadrži male magnete, držite izvan dohvata djece i životinja. Ne koristiti ako imate elektrostimulator srca (pacemaker). Prekinite s upotrebom u slučaju boli ili iritacije.

Lietuvių (LT) Instrukcija: Prieš naudojimą nuplaukite spaustuką šiltu muiluotu vandeniu. Praskėskite galus ir įkiškite į nosį taip, kad magnetai apimtų nosies pertvarą. Švelniai paspauskite stabilumui ir geresniam kvėpavimui užtikrinti. Po naudojimo nuvalykite ir laikykite dėkle. Įspėjimas: Produkte yra mažų magnetų, laikykite vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Nenaudokite, jei turite širdies stimuliatorių. Atsiradus skausmui ar sudirgimui, nustokite naudoti.

Latviešu (LV) Instrukcija: Pirms lietošanas nomazgājiet klipsi ar siltu ziepju ūdeni. Pavērsiet galus un ievietojiet degunā tā, lai magnēti aptvertu deguna starpsienu. Viegli piespiediet stabilitātei un labākai elpošanai. Pēc lietošanas notīriet un uzglabājiet futrālī. Brīdinājums: Produkts satur mazus magnētus,

sargāt no bērniem un dzīvniekiem. Nelietot, ja jums ir elektrokardiostimulators. Sāpju vai kairinājuma gadījumā pārtrauciet lietošanu.

Eesti (EST) Juhised: Enne kasutamist peske klamber sooja seebiveega. Tõmmake otsad laiali ja sisestage nina sisse nii, et magnetid haaraksid ninasvaheseina. Vajutage kergelt stabiilsuse ja parema hingamise tagamiseks. Pärast kasutamist puhastage ja hoidke karbis. Hoiatus: Toode sisaldab väikseid magneteid, hoida lastele ja loomadele kättesaamatus kohas. Mitte kasutada südamestimulaatori korral. Valu või ärrituse korral lõpetage kasutamine.

Suomi (FIN) Ohjeet: Pese klipsi lämpimällä saippuavedellä ennen käyttöä. Levitä päitä ja aseta ne nenään niin, että magneetit tarttuvat nenän väliseinään. Paina kevyesti varmistaksesi vakauden ja paremman hengityksen. Puhdista käytön jälkeen ja säilytä kotelossa. Varoitus: Tuote sisältää pieniä magneetteja, pidä pois lasten ja eläinten ulottuvilta. Älä käytä, jos sinulla on sydämentahdistin. Lopeta käyttö, jos ilmenee kipua tai ärsytystä.